

**Universal Dentin Sealant**  
Protective Barrier**EN****Universal Dentin Sealant**  
Schutzabdeckung

Description:  
Universal Dentin Sealant is a biocompatible, non-polymerizable, high molecular weight resin in an ethanol carrier.

Indications for Use  
Universal Dentin Sealant seals exposed dentin tubules against harsh irritating resins, acids, cements, and restorative chemicals and can be used as a conventional cavity varnish under amalgam restorations. It is recommended for alleviating post-op root planning and scaling sensitivity.

Directions for Use:

1. Remove Luer Lock cap.
2. Securely attach brush tip.
3. Thoroughly isolate and dry area.
4. Verify flow of Universal Dentin Sealant prior to applying intraorally.
5. For sensitive root surfaces after scaling or for protecting root surfaces from harsh chemicals, apply a thin coat of Universal Dentin Sealant to area and gently air dry for 5 - 10 sec.
6. When using as a cavity varnish under amalgam restorations, paint the Universal Dentin Sealant on the cavity floor and walls avoiding the cavosurface margin, then air dry for 5-10 seconds.

Precautions and Warnings:

1. Carefully read and understand all instructions before using Universal Dentin Sealant.
2. For professional use only.
3. Use only as directed.
4. Store at room temperature.
5. Resins can be sensitizing. Confirm patient has no known allergies to treatment materials. Avoid repeated contact of uncured dental resin with skin. Do not use on patients with a known sensitivity to acrylicates or other resins. If allergic reaction, dermatitis or rash develops, consult a physician.
6. Always verify material flow prior to applying intraorally. If resistance is met, replace tip and re-check.
7. Isolate strong chemicals to area of treatment.
8. Chemical may set in tip after a few hours. To avoid clogging, remove tip and re-cap with Luer Lock Caps between each use.
9. Do not use after expiration date noted on containers.
10. Re-cap, disinfect and wipe syringe with an intermediate level disinfectant between uses. If disposable syringe cover is used, remove tip, re-cap, and discard syringe cover.
11. Dispose of used tips and empty syringes properly.
12. Tips are single use only and disposable. To avoid cross contamination, do not re-use tips.
13. Keep products out of direct heat/sunlight.
14. Keep out of reach of children.

NOTE: For SDS and additional information about using Universal Dentin Sealant and related products, please go to [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com)**Universal Dentin Sealant**  
Barrera Protectora**ES****Universal Dentin Sealant**  
Barreira protetora

Descripción:  
Universal Dentin Sealant es una resina de alto peso molecular, biocompatible y no polimerizable en un vehículo de etanol.

Indicaciones de uso:

Universal Dentin Sealant sella los túbulos dentinarios expuestos contra resinas altamente irritantes, ácidos, cements y productos químicos restauradores, y puede ser utilizado como un barniz cavitario convencional bajo restauraciones de amalgama. Se recomienda para aliviar la sensibilidad postoperatoria en aliado y raspado radicular.

Instrucciones de uso:

1. Retire la tapa con traba Luer.
2. Enrosque firmemente una punta con cepillo.
3. Aísle y seque la zona concienzudamente.
4. Verifique el flujo de Universal Dentin Sealant antes de aplicar intraoralmente.
5. Para superficies radiculares que quedan sensibles después de un raspado radicular o para proteger superficies radiculares de productos químicos fuertes, aplique una capa fina de Universal Dentin Sealant en dicha zona y seque suavemente con aire por 5 - 10s.
6. Cuando lo utilice como un barniz cavitario bajo restauraciones de amalgama, pincele Universal Dentin Sealant en el suelo de la cavidad y sus paredes, evitando la superficie del borde cavo, luego seque con aire por 5 - 10 segundos.

Precauciones y advertencias:

1. Lea cuidadosamente y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar Universal Dentin Sealant.
2. Sólo para uso profesional.
3. Utilice sólo como se indica.
4. Almacene a temperatura ambiente.
5. Las resinas pueden sensibilizar. Confirme que el paciente no tiene alergias conocidas a los materiales a utilizar en el tratamiento. Evite el contacto repetido de las resinas dentales sin polimerizar con la piel. No utilice en pacientes con una sensibilidad conocida a acrilatos u otras resinas. Si se desarrolla una reacción alérgica, una dermatitis o un sarpullido, consulte al médico.
6. Verifique siempre el flujo de los materiales antes de su uso intraoral. Si experimenta resistencia, reemplace la punta y controle nuevamente.
7. Límite los productos químicos fuertes a la zona del tratamiento.
8. El producto químico puede endurecer en la punta después de algunas horas. Para evitar atascos, retire la punta y vuelva a tapar con la tapa de traba Luer entre usos.
9. No utilice después de la fecha de vencimiento indicada en los envases.
10. Vuelva a tapar, desinfecte y límpie las jeringas con un desinfectante de nivel intermedio entre usos. Si se utiliza una funda de jeringa descartable, remueve la punta, vuelva a tapar y descarte la funda.
11. Descarte adecuadamente las puntas usadas y las jeringas vacías.
12. Las puntas son para un sólo uso. Para evitar la contaminación cruzada, no las reutilice.
13. Mantenga los productos alejados del calor directo/luz solar.
14. Mantenga fuera del alcance de los niños.

NOTA: Para ver la HDSM e información adicional sobre el uso de Universal Dentin Sealant y productos relacionados, por favor visite [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com)**DE****Universal Dentin Sealant**  
Barrage de protection

Beschreibung:  
Universal Dentin Sealant ist ein biokompatibler, nicht polymerisierbarer, hochmolekularer Dentalkunststoff in einem Ethanolträger.

Anwendungsbereich:  
Universal Dentin Sealant versiegelt freiliegende Dentinkanächen gegen stark irritierende Resine, Säuren, Zemente und restaurative Chemikalien und kann unter Amalgamrestaurierungen als konventioneller Kavitätenlack verwendet werden. Es wird zur Vermeidung postoperativer Sensibilität nach Wurzelglättung und Konkremententfernung empfohlen.

Gebräuchsanweisung:

1. Entfernen Sie die Luer-Lock-Kappe.
2. Befestigen Sie einen Brush Tip.
3. Isolieren und trocknen Sie den Arbeitsbereich.
4. Stellen Sie den korrekten Fluss von Universal Dentin Sealant sicher, bevor Sie intraoral arbeiten.
5. Bringen Sie zum Schutz von Wurzeloberflächen gegen aggressive Chemikalien oder zum Schutz empfindlicher Wurzeloberflächen nach dem Entfernen von Konkremen eine dünne Schicht Universal Dentin Sealant auf den Bereich auf und lufttrocknen Sie sanft für 5 - 10 Sekunden.
6. Zur Verwendung als Kavitätenlack unter Amalgamfüllungen bürsten Sie Universal Dentin Sealant auf den Boden und die Wände der Kavität. Vermeiden Sie es, über den Kavitätenrand hinaus zu bürsten; lufttrocknen Sie für 5 - 10 Sekunden.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen:

1. Vor der Anwendung von Universal Dentin Sealant müssen alle Anweisungen sorgfältig gelesen werden.
2. Nur zur zahnärztlichen Anwendung.
3. Nur wie angegeben verwenden.
4. Bei Raumtemperatur lagern.
5. Dentalkunststoffe können sensibilisieren. Vergewissern Sie sich, dass der Patient keine bekannten Allergien auf Behandlungsmaterialien hat. Vermeiden Sie wiederholten Hautkontakt von nicht ausgehärtetem Dentalkunststoff. Nicht bei Patienten verwenden, bei denen eine Sensibilität an Acrylate oder andere Dentalkunststoffe bekannt ist. Falls allergische Reaktionen, Dermatitis oder ein Hautausschlag auftreten, suchen Sie einen Arzt auf.
6. Stellen Sie stets den korrekten Fluss sicher, bevor Sie intraoral arbeiten. Wenn Sie Widerstand spüren, ersetzen Sie den Spritzenansatz und prüfen Sie nochmals.
7. Beschränken Sie die Einwirkung von starken Chemikalien auf den Behandlungsbereich.
8. Die Chemikalie kann nach einigen Stunden im Spritzenansatz aushärten. Um ein Verstopfen zu vermeiden, entfernen Sie den Spritzenansatz und verschließen Sie die Spritze zwischen den Behandlungen mit einer Luer-Lock-Kappe.
9. Nicht nach dem Verfallsdatum benutzen, das auf dem Behälter aufgedruckt ist.
10. Die Spritze wieder verschließen und zwischen den Anwendungen mit einem Oberflächendekinfektionsmittel abwaschen und desinfizieren. Falls eine Einweg-Spritzenhülle verwendet wird, entfernen Sie den Spritzenansatz, setzen Sie die Kappe wieder auf und entsorgen Sie die Spritzenhülle.
11. Entsorgen Sie benutzte Spritzenansätze und leere Spritzen sachgerecht.
12. Spritzenansätze sind nur zur einmaligen Verwendung. Um Kreuzkontamination zu vermeiden, benutzen Sie gebrauchte Ansätze nicht erneut.
13. Die Produkte vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen.
14. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

HINWEIS:

Sicherheitsdatenblätter und zusätzliche Informationen über den Einsatz von Universal Dentin Sealant oder damit zusammenhängenden Produkten finden Sie auf [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com).**FR****Universal Dentin Sealant**  
Beschermende barrière

Description:  
L'Universal Dentin Sealant est une résine biocompatible, non polymérisable, de haut poids moléculaire dans un excipient d'éthanol.

Indications d'emploi :  
L'Universal Dentin Sealant bouche les tubules exposés de la dentine contre les résines irritantes agressives, les acides, les ciments et les produits chimiques de restauration, et il peut être utilisé comme un vernis protecteur classique sous les restaurations à l'amalgame. Il est recommandé pour soulager la sensibilité post opératoire due à l'abrasion des racines et le détartrage.

Mode d'emploi :

1. Enlevez le capuchon Luer lock.
2. Befestigez solidement l'embout pinceau.
3. Isolez et séchez soigneusement la zone de traitement.
4. Vérifiez l'écoulement de l'Universal Dentin Sealant avant de l'appliquer en bouche.
5. Pour les surfaces radiculaires sensibles après un détartrage ou pour protéger la surface des racines des produits chimiques agressifs, appliquez une fine couche d'Universal Dentin Sealant et séchez gentiment à l'air pendant 5 à 10 secondes.
6. Lors de l'utilisation de l'enduit comme vernis protecteur sous les restaurations à l'amalgame, appliquez l'Universal Dentin Sealant sur le fond de la cavité et sur les parois en évitant la marge de la surface de la cavité, séchez à l'air pendant 5 à 10 secondes.

Précautions et avertissements:

1. Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser l'Universal Dentin Sealant.
2. Destiné à un usage professionnel uniquement.
3. À utiliser uniquement selon les indications.
4. Entreposez à température ambiante.
5. Les résines peuvent provoquer une sensibilisation. Confirmez avec le/la patient n'a aucun allergie connue aux matériaux de traitement. Evitez un contact répété entre la peau et la résine dentaire non polymérisée. Ne pas utiliser sur des patients ayant une sensibilité connue aux acrylates et autres résines. Si une réaction allergique, une dermatite ou une éruption cutanée se développe, consultez un médecin.
6. Vérifiez toujours l'écoulement du matériau avant de l'appliquer en bouche. En cas de résistance, remplacez l'embout et révérifiez.
7. Isolez les produits chimiques forts sur la zone de traitement.
8. Le produit chimique peut prendre dans l'embout au bout de quelques heures. Pour éviter un bouchon, enlevez l'embout et rebouchez-le avec les capuchons Luer Lock entre chaque utilisation.
9. Ne pas utiliser après la date de péremption notée sur les récepteurs.
10. Rebouchez, désinfectez et essuyez les seringues avec un désinfectant de niveau intermédiaire entre chaque utilisation. Si un protège-seringue jetable est utilisé, rebouchez et jetez le protège-seringue.
11. Jetez les embouts usagés et les seringues vides de façon appropriée.
12. Les embouts sont jetables et à usage unique. Pour éviter la contamination croisée, ne réutilisez pas les embouts.
13. Gardez ces produits à l'écart de la chaleur/de la lumière directe du soleil.
14. Tenir hors de portée des enfants.

Pour la FDS et des informations supplémentaires sur l'utilisation de l'enduit d'étanchéité universel pour la dentine Universal Dentin Sealant et autres produits connexes, veuillez visiter [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com).

HINWEIS:

Über die Einsatz von Universal Dentin Sealant oder damit zusammenhängenden Produkten finden Sie auf [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com).**NL****Universal Dentin Sealant**  
Barriera protettiva

beschrijving:  
Universal Dentin Sealant is een biocompatibele, niet-polymeriseerbare hars met een hoog moleculergewicht in een ethanoldrager.

indicaties voor gebruik:  
Universal Dentin Sealant is bestemd voor het sealen van blootliggende dentinekanaaltjes ter bescherming tegen ruwe, irriterende harsen, zuren, cementen en restauratieve chemische stoffen en kan worden gebruikt als een traditionele cavitelak onder amalgamarestauraties. Het wordt aanbevolen ter verlichting van de gevoeligheid voor postoperatieve root planing en scaling.

gebruiksvoorschriften:

1. verwijder de Luer Lock-dop.
2. Maak de borstelstiel stevig vast.
3. Isoleer en droog de behandelplaats grondig.
4. Controleer de stroming van Universal Dentin Sealant voordat u deze intraoraal gebruikt.

voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen:

1. Lees en begrijp alle instructies zorgvuldig voordat u Universal Dentin Sealant gebruikt.
2. Uitsluitend voor professioneel gebruik.
3. Uitsluitend volgens de gebruiksaanwijzing gebruiken.
4. Bij kamertemperatuur bewaren.
5. Harsen kunnen tot overgevoeligheid leiden. Controleer of de patiënt niet allergisch is voor de behandelmateriaal. Vorkom herhaalde contact tussen de niet-geharderde dentale hars en de huid. Niet gebruiken bij patiënten van wie bekend is dat zij gevoelig zijn voor acrylaten of andere harsen. Raadpleeg een arts bij een allergische reactie, dermatitis of huiduitslag.
6. Controleer altijd de stroming van het materiaal voordat u het intraoraal gebruikt. Als u weerstand voelt, vervangt u de tip en controleert u opnieuw.
7. Breng sterke chemische stoffen alleen aan op de behandelplaats.
8. De chemische stof kan na een paar uur in de tip uitharden. Om verstopping te voorkomen, verwijderd u elke gebruikte spuitdop weg.
9. Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum op de verpakking.
10. Breng de dop weer aan en desinfecteer en veeg de spuit af met een middelmatig desinfectiemiddel voordat u deze weer gebruikt. Als u een wegwerpspuitdop gebruikt, moet u de tip verwijderen, een andere dop aanbrengen en de gebruikte spuitdop weggooiden.
11. Gooi gebruikte tips en lege spuiten op de juiste manier weg.
12. Tips zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik en moeten worden weggegooid. Om kruisbesmetting te voorkomen, mogen de tips niet opnieuw worden gebruikt.
13. Stel product niet bloed aan hitte/zonlicht.
14. Buiten bereik van kinderen houden.

HINWEIS:

N.B. Voor het veiligheidsinformatieblad en aanvullende informatie over het gebruik van Universal Dentin Sealant en verwante producten, gaat u naar [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com)**IT****Universal Dentin Sealant**  
Barriera protettiva

descrizione:  
Universal Dentin Sealant è una resina biocompatibile ad elevato peso molecolare, non polimerizzabile, in una soluzione di etanolo.

Indicazioni d'uso:  
Universal Dentin Sealant sigilla i tubuli dentinali esposti, proteggendoli da resine, acidi, cementi e materiali da restauro fortemente irritanti. Inoltre, può essere utilizzato semplicemente come vernice per cavità sotto restauri in amalgama. È particolarmente indicato per alleviare la sensibilità postoperatoria dopo levigatura radicolare e dettarri.

Istruzioni per l'uso:

1. Rimuovere il cappuccio Luer Lock.
2. Inserire saldamente il puntale a spazzola.
3. Isolare e asciugare completamente l'area d'intervento.
4. Verificare il flusso di Universal Dentin Sealant prima di applicarlo intraoralmamente.

Precauzioni e avvertenze:

1. Leggere attentamente e capire tutte le istruzioni prima di utilizzare Universal Dentin Sealant.
2. Esclusivamente ad uso professionale.
3. Usare solamente nel modo indicato.
4. Conservare a temperatura ambiente.
5. Le resine possono causare sensibilizzazione. Verificare che il paziente non abbia allergie note ai materiali previsti nel trattamento. Evitare contatti ripetuti della resina per uso dentale non polimerizzata con la pelle. Non usare su pazienti con sensibilità nota verso acrilati o altre resine. Se insorgono reazioni allergiche, dermatiti o eruzioni cutanee consultare un medico.
6. Verificare sempre il flusso del materiale prima di applicarlo intraoralmamente. In presenza di resistenza, sostituire il puntale e riprovare.
7. Isolare l'area di trattamento dai prodotti fortemente irritanti.
8. Il prodotto dopo alcune ore potrebbe indurre nel puntale. Per evitare l'ostacolo, rimuovere il puntale e richiedere con i cappucci Luer Lock tra un utilizzo e l'altro.
9. Non usare dopo la data di scadenza indicata sulle confezioni/siringhe.
10. Richiudere, disinfettare e pulire la siringa con un disinfettante di livello intermedio tra l'utilizzo e l'altro. Se si utilizza una guaina di protezione monouso per la siringa, rimuovere il puntale, richiedere la siringa e smaltire la guaina.
11. Smaltire correttamente i puntali utilizzati e le siringhe vuote.
12. I puntali sono esclusivamente monouso. Per prevenire la contaminazione crociata, i puntali non devono essere riutilizzati.
13. Tenere i prodotti lontano da fonti di calore/luce solare diretta.
14. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

NOTA:

Per la scheda di sicurezza del materiale e ulteriori informazioni sull'utilizzo di Universal Dentin Sealant e altri prodotti correlati, visitare [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com)**FI****Universal Dentin Sealant**  
Beskyttende barriere

Beskrivelse:

Universal Dentin Sealant -dentiiniön yleistäivästyksaine on biosopeutua, polymerisoitumaton, suuren molekyylipainon omaavaa resiniä etanolikantoaineella.

Käytöohjeet:

Universal Dentin Sealant tiivistää paljastuneita dentinkanalaita mot krafttige, irriterante resiner, syrer, cementer og flyndningsmaterialer, og kan anvendes som et konventionelt kavitesliner under amalgamrestaurer. Den anbefales til lindring af eventuel sensitivitet efter rodaflgning og depuration.

Bruksanvisning:

1. Avlägsna Luer Lock-locket .
2. Fast förstorna spets säker .
3. Isolera noggrant och torka området.
4. Kontrollera färdet i Universal Dentin Sealant inden intraoral användelse.
5. För känsliga rotolutor från skålning eller för att skydda rotolutor mot hårt frärlade kemikalier, applicera ett tunt lag Universal Dentin Sealant på området och lufttorka försiktigt i 5-10 sekunder.
6. Måla Universal Dentin Sealant på kavitesbolten och väggar och undvik kaviteytöljningar kanterna och lufttorka sedan i 5-10 sekunder.
7. Nå användning av Universal Dentin Sealant på kavitesbolten och väggar och undvik kavitesmarginerna och lufttorka sedan i 5-10 sekunder.
8. Måla Universal Dentin Sealant på kavitesbolten och väggar och undvik kavitesmarginerna och lufttorka sedan i 5-10 sekunder.
9. Isolera och torka området.
10. Isolera och torka området.
11. Isolera och torka området.
12. Isolera och torka området.
13. Isolera och torka området.
14. Isolera och torka området.
15. Isolera och torka området.
16. Isolera och torka området.
17. Isolera och torka området.
18. Isolera och torka området.
19. Isolera och torka området.
20. Isolera och torka området.
21. Isolera och torka området.
22. Isolera och torka området.
23. Isolera och torka området.
24. Isolera och torka området.
25. Isolera och torka området.
26. Isolera och torka området.
27. Isolera och torka området.
28. Isolera och torka området.
29. Isolera och torka området.
30. Isolera och torka området.
31. Isolera och torka området.
32. Isolera och torka området.
33. Isolera och torka området.
34. Isolera och torka området.
35. Isolera och torka området.
36. Isolera och torka området.
37. Isolera och torka området.
38. Isolera och torka området.
39. Isolera och torka området.
40. Isolera och torka området.
41. Isolera och torka området.
42. Isolera och torka området.
43. Isolera och torka området.
44. Isolera och torka området.
45. Isolera och torka området.
46. Isolera och torka området.
47. Isolera och torka området.
48. Isolera och torka området.
49. Isolera och torka området.
50. Isolera och torka området.
51. Isolera och torka området.
52. Isolera och torka området.
53. Isolera och torka området.
54. Isolera och torka området.
55. Isolera och torka området.
56. Isolera och torka området.
57. Isolera och torka området.
58. Isolera och torka området.
59. Isolera och torka området.
60. Isolera och torka området.
61. Isolera och torka området.
62. Isolera och torka området.
63. Isolera och torka området.
64. Isolera och torka området.
65. Isolera och torka området.
66. Isolera och torka området.
67. Isolera och torka området.
68. Isolera och torka området.
69. Isolera och torka området.

## Universal Dentin Sealant Προστατευτικό φράγμα

EL

## Universal Dentin Sealant Заштитниј барјер

RU

## Universal Dentin Sealant Bariera ochronna

PL

## Universal Dentin Sealant Koruyucu Bariyer

TR

## Universal Dentin Sealant حاجز حماية

AR

**Περιγραφή:**  
Το Universal Dentin Sealant είναι μια βιοσυμβατή, μη πολυμερισμένη, υψηλού μοριακού βάρους ρητίνη σε φορέα αισθαντή.  
**Ενδείξεις για χρήση:**  
Το Universal Dentin Sealant σφραγίζει εκτεθειμένα στην άνωση δοντιών ή έναντι ισχύρων ερεθιστικών ρητίνων, οξεών, κονιάκ, και ημικούκλινων αποκατάστασών, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τυπικό επίγραμμα κούλοτρας κάτω από αποκατάστασές αμαλγαμάτων. Συνιστάται για την ανακύρωση εισιθησίας κατά την περιοδοντική θεραπεία.

**Οδηγίες χρήσης:**  
1. Βγάλτε το πόμα Luer.  
2. Συνδέστε σταθερά το ρύγχος της βούρτσας.  
3. Απομονώστε και στεγνώστε καλά την περιοχή.  
4. Επαληθεύστε τη ροή του Universal Dentin Sealant προτού το εφαρμόσετε ενδοστοντακτικά.  
5. Η ειδικότητας πικίκες επιφάνειες μετά την απολέπιση ή για την προστασία πικίκες επιφανειών από ιχυρές χημικές ουσίες, απλώστε μια λεπτή στρώση από Universal Dentin Sealant στην περιοχή και στεγνώστε απλά με άραια επί 5 - 10 δευτερόλεπτα.  
6. Οταν το χρησιμοποιείται ως επίγραμμα κούλοτρας κάτω από αποκατάστασές αμαλγαμάτων, απλώστε το Universal Dentin Sealant στην ποικιλή και στα τούρκουμα της κούλοτρας αποφεύγοντας την παρφύ μεταξύ του τοντώματος κούλοτρας και επιφανείας του δοντιού, και στεγνώστε κατόπιν επί 5-10 δευτερόλεπτα.  
7. Προφύλαξης και προειδοποίησης:  
1. Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε όλες τις οδηγίες προτού χρησιμοποιηθεί από τον Universal Dentin Sealant.  
2. Η επαγγελματική χρήση μόνο.  
3. Χρησιμοποιήστε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.  
4. Φυλάξτε το σε θερμοκρασία δωματίου.  
5. Οι ρητίνες ενδέχεται να προκαλέσουν ειασθησία.  
Επιβεβαιώνεται ότι ο γάλανος δεν έχουν γνωστές αλλεργίες στην οικογένεια. Απορρέυτε την επαναλαμβανόμενη επαφή με πολυεμβόλιαν οδοντιατρικής ρητίνης με το δέρμα. Μην το χρησιμοποιείτε σε ασθενείς με γνωστή ειασθησία σε ακριβέστες ενώσεις ή άλλες ρητίνες. Εάν παρουσιάστε αλλεργία, δερματίτιδα ή εξανθίμα, συμβούλευτε γιατρό.  
6. Επαληθεύστε πάντοτε τη ροή του υλικού προτού το εφαρμόσετε ενδοστοντακτικά. Εάν αυσταθώστε αντίσταση, αντικαταστήστε το ρύγχος και ελέγχετε ζάντα.  
7. Απομονώστε τις ιχυρές χημικές ουσίες στην περιοχή θεραπείας.  
8. Η χημική ουσία ενδέχεται να σταθεροποιείται εντός του ρύγχου μετά από μερικές ώρες. Μην τα αποφύγετε το φράσμα αφαίρεστε το ρύγχος και επαναποθετήστε το πόμα, και πετάξτε το υλικό της σύριγγας.  
9. Μην το χρησιμοποιείτε αφού το πάρετε η πηροργία λήπης που αναγράφεται στα δοχεία.  
10. Επαναποθετήστε το πόμα, απολυμάνετε και σκορπίστε τις σύριγγες με απολυμαντικό μεριάν επιπέδου μεταξύ των χρήσεων. Εάν χρησιμοποιείται αναλόσιμο κάλυμμα σύργας, αφαίρεστε την παρφύ μεταξύ των χρήσεων.  
11. Πετάξτε τη χρησιμοποιημένη σύργη και τις άδειες σύριγγες με τον καταλόγο τρόπου.  
12. Τα ρύγχη είναι μιας χρήσης μόνο και αναλόσιμα. Προς αποφύγη διασταύρωσης μόλυνσης, μην επαναχρησιμοποιείτε τη ρύγχη.  
13. Φύλακά της προΐστανται μακριά από άμεση θερμότητα / ηλιακό φως.  
14. Φύλακά της προΐστανται μακριά από τη παιδιά.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μη Φόλο Λεπτούν Ασφαλείας και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Universal Dentin Sealant και σχετικά προϊόντα, παρακαλούμε απευθύνετε στη διεύθυνση [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com).

## Universal Dentin Sealant 보호용 배리어

KO

## Universal Dentin Sealant 防护屏障

ZH

## Universal Dentin Sealant 다막한 페로우팅

TH

**설명:**  
Universal Dentin Sealant는 애판을 운반체의 생체 적합성, 비중합성, 고분자량의 레진입니다.  
**사용지시:**

Universal Dentin Sealant는 너무 강하게 자극하는 레진, 산, 시멘트, 및 수복용 화학물질에 대하고 노출된 상아질 세관을 밀봉하고 아말감 수복을 아래의 재래식 외동 피복재(바니시)로서 사용이 가능합니다. 수술 후 치근 할대술 및 스케일링 민감증을 완화시켜 줄 용도로 권장합니다.

**사용지침:**  
1. 뿌리 깁은 캡을 제거합니다.  
2. 브러시 틈을 단단히 부착합니다.  
3. 해당 부위를 철저히 쥐고하고 건조시킵니다.

4. 구강 내에 도포하기 전 Universal Dentin Sealant의 흐름상태를 확인합니다.

5. 스케일링 후 치근 표면의 민감성이나 치근 표면을 강성화 하는 화학물질로부터 보호하려면, 해당 부위에 Universal Dentin Sealant를 얇은 층으로 도포하여 5 - 10 초간 부드럽게 공기기조를 시킵니다.

6. 아말감 수복을 하의 외동 피복재로서 사용할 경우, 와동치면 우각(변연)을 피해 Universal Dentin Sealant를 와동 저 및 와동 벽에 칠한 후, 5 - 10 초간 기기조기를 실시합니다.

**주의 및 경고사항:**  
1. 범용 상아질 전색재를 사용하기 전에 안내사항 일체를 주의하여 읽고 숙지합니다.

2. 전문 취급자용에 한함.  
3. 지시내용에 따라서만 사용합니다.

4. 실온에 보관하십시오.

5. 레진은 감각의 가능성이 있습니다. 환자가 치료용 소재에 대한 알러지가 없는지 확인합니다.

경화되지 않은 치과용 레진이 피부에 반복적으로 접촉하지 않도록 합니다. 아크릴린 또는 기타 레진에 대한 과민증이 밝혀진 환자에게는 사용하지 마십시오. 알러지 반응, 피부염 또는 발진이 진행될 경우, 의사의 진찰을 받습니다.

6. 구강 내에 사용하기 전에 소재의 흐름상태를 항상 확인합니다. 저항감이 느껴지면, 틈을 교체한 후 다시 점검합니다.

7. 강력한 화학물질은 치료부위로만 격리시킵니다.

8. 몇 시간이 지나면 화학물질이 틈에 고착될 수 있습니다. 막히지 않도록 하기 위해서는 사용 간에 틈을 제거하고 뿌리 캡을 다시 씌웁니다.

9. 용기에 표시된 유효기간 후에는 사용하지 마십시오.

10. 사용 간에는 시린지의 캡을 다시 닫고 소독하며 중간 수준의 소독제로 뒤집어냅니다. 1회용 시린지 커버를 사용할 경우, 틈을 제거하고 캡을 다시 씌운 후 시린지 커버는 버립니다.

11. 사용한 틈과 시린지를 적절히 처리합니다.

12. 틈은 단 1회용으로만 사용합니다. 교차오염을 피하려면, 틈은 재사용하지 마십시오.

13. 제품은 열/햇빛이 들지 않는 곳에 보관합니다.

주: SDS와 Universal Dentin Sealant(범용 상아질 전색재) 및 관련 제품의 사용에 관한 추가 정보는 웹사이트 [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com)을 참고하시기 바랍니다.

**说明:**  
Universal Dentin Sealant是以乙醇为载体的非聚合性高分子量树脂，不会引起生物体排斥反应。

**适应症:**  
Universal Dentin Sealant封闭暴露的牙本质小管避免刺激性树脂、酸、黏合剂和修复化学品的刺激，可作为汞合金修复体下的常规窝洞涂料使用。推荐用于缓解根面平整及刮治术后的过敏反应。

**使用说明:**  
1. 取下螺旋锁帽。  
2. 拧紧刷头。  
3. 彻底隔离并干燥相关部位。

4. 在口腔中使用前检查Universal Dentin Sealant出液是否顺畅。

5. 防止刮治后根面敏感或保护根面免于接触腐蚀性化学物质，请在相关部位涂抹一薄层Universal Dentin Sealant并轻轻烘干5-10秒。

6. 作为汞合金修复体下窝洞涂料使用时，在洞底及洞壁涂抹Universal Dentin Sealant，涂抹时须避开洞面边缘部位，之后空气烘干5-10秒。

7. 将强效化学品隔离在治疗部位。

8. 几小时后针头处的药品可能凝固。下次使用前须取下针头并重新套好螺旋锁帽以防堵塞。

9. 切勿在容器所注过期日后使用。

10. 下次使用前重新套上针管帽，用中度消毒剂擦拭针管。若使用一次性注射器套，请取下针头，套好螺旋锁帽，并丢弃注射器套。

11. 妥善处理用过的针头和空针管。

12. 针头为一次性使用，用完请即丢弃。切勿重复使用针头以防交叉感染。

13. 避免高温/阳光直射。

14. 切勿让儿童接触。

**注意:** 如需SDS和其他关于如何使用Universal Dentin Sealant和相关产品的信息, 请访问[www.ultradent.com](http://www.ultradent.com)

**Opis:**  
Universal Dentin Sealant — это биосовместимый, неполимеризующийся, высокомолекулярный композит на этаноловой основе.

**Показания к применению:**  
Universal Dentin Sealant герметично закрывает обнаженные дентиновые канальцы, защищая их от агрессивных раздражающих композитов, кислот, цементов и реставрационных химических веществ. Разрешается применение в качестве лака для стандартной полости под амальгамовыми пломбами. Рекомендуется для облегчения постоперационного выравнивания поверхности корней зуба и уменьшения чувствительности при снятии зубного камня.

**Способ:**  
1. Здание закрепленного типа Luer.  
2. Добавление наложенный аппликатор педикелью.  
3. Убедитесь, что забор является сухой и чистой.  
4. Перед каждым применением средства в ротовой полости проверьте, выдавливается ли Universal Dentin Sealant из шприца.

5. Для чувствительной поверхности корней после снятия зубного камня или для защиты поверхности корня от агрессивных химических веществ нанесите тонкий слой Universal Dentin Sealant на подготовленную область и острожные высушите воздухом в течение 5–10 секунд.

6. Используйте в качестве лака для полости под амальгамовыми пломбами, нанесите Universal Dentin Sealant на дно и стены полости, избегая нанесения на полностью-поверхностный край, затем высушите воздухом в течение 5–10 секунд.

**Меры предосторожности и предупреждения:**

1. Перед использованием Universal Dentin Sealant внимательно прочитайте и уясните все инструкции.

2. Только для профессионального применения.

3. Следите за указаниями.

4. Храните при комнатной температуре.

5. Композиты могут повышать чувствительность.

Убедитесь, что у пациента нет алергии на используемые материалы. Избегайте частых контактов неотверженных стоматологических композитов с кожей. Не используйте препараты для лечения пациентов с повышенной чувствительностью к акрилатам и другим композитам.

6. Продукт не содержит аллергена, который может вызвать аллергическую реакцию.

7. Проверьте, что забор является сухой и чистой.

8. Чрезвычайно высушите воздухом в течение 5–10 секунд.

9. Не используйте после истечения срока годности.

10. Медленно нанесите на дно и стены полости под амальгамовыми пломбами.

11. Используйте для сушки воздухом в течение 5–10 секунд.

12. Нанесите на дно и стены полости под амальгамовыми пломбами.

13. Используйте для сушки воздухом в течение 5–10 секунд.

14. Используйте для сушки воздухом в течение 5–10 секунд.

15. Используйте для сушки воздухом в течение 5–10 секунд.

16. Используйте для сушки воздухом в течение 5–10 секунд.

17. Используйте для сушки воздухом в течение 5–10 секунд.

18. Используйте для сушки воздухом в течение 5–10 секунд.

19. Используйте для сушки воздухом в течение 5–10 секунд.

20. Используйте для сушки воздухом в течение 5–10 секунд.

21. Используйте для сушки воздухом в течение 5–10 секунд.

22. Используйте для сушки воздухом в течение 5–10 секунд.

23. Используйте для сушки воздухом в течение 5–10 секунд.

24. Используйте для сушки воздухом в течение 5–10 секунд.

25. Используйте для сушки воздухом в течение 5–10 секунд.

26. Используйте для сушки воздухом в течение 5–10 секунд.

27. Используйте для сушки воздухом в течение 5–10 секунд.

28. Используйте для сушки воздухом в течение 5–10 секунд.

29. Используйте для сушки воздухом в течение 5–10 секунд.

30. Используйте для сушки воздухом в течение 5–10 секунд.

31. Используйте для сушки воздухом в течение 5–10 секунд.

32. Используйте для сушки воздухом в течение 5–10 секунд.

33. Используйте для сушки воздухом в течение 5–10 секунд.

34. Используйте для сушки воздухом в течение 5–10 секунд.

35. Используйте для сушки воздухом в течение 5–10 секунд.

36. Используйте для сушки воздухом в течение 5–10 секунд.

37. Используйте для сушки воздухом в течение 5–10 секунд.

38. Используйте для сушки воздухом в течение 5–10 секунд.

39. Используйте для сушки воздухом в течение 5–10 секунд.

40. Используйте для сушки воздухом в течение 5–10 секунд.

41. Используйте для сушки воздухом в течение