



ALGINAATINSEKOITTAJA ALGINATE MIXER

Tuotenumero: 080515

Valmistajan tuotenumero: 080515

Pakkauskoko: 1 kpl

Valmistaja: Mestra

Alginate Mixer sekoittaa alginaatit. Kaksi eri nopeutta. Homogeeninen ja ilma-kuplaton lopputulos. Irrotettava ja helposti puhdistettava sekoituskuppi. Korkeus sis.kupin 230 mm, leveys 175 mm, syvyys 250 mm, paino 3 kg.

*We'll back
you up*